

## LED-Powerlampe 3.21 für das Kompletgerät 1.04

Die standardmäßige LED-Lichtquelle des Kompletgerätes 1.04 wird mit Schwanenhals und Magnetfuß ausgerüstet. Diese Punktleuchte erfüllt alle notwendigen Anforderungen. Es könnte aber der Wunsch aufkommen, ein stärkeres Licht mit einem größerem Abstrahlwinkel zu benutzen. Da in jüngster Zeit immer mehr LED-Bauteile zur Verfügung stehen, wurde der Lampenkopf mit einem neuartigen Modul der Firma OSRAM aufgerüstet und ein geeigneter Konstantstromtrafo vorgeschaltet. Der Aufpreis für die hochwertigen Teile hält sich in Grenzen und betrifft nur den höheren Materialaufwand. Somit steht auch für das Kompletgerät eine hochwertige Kaltlichtquelle zur Verfügung, die keine Wünsche mehr offen läßt.



### Technische Angaben des Ministrahlers:

Lampenkopf Ø 23 mm x 20 mm

Staub- und wassergeschütztes Metallgehäuse

Schwanenhals Ø 7 x 300 mm

Stromaufnahme 350 mA

Farbtemperatur 5400 Kelvin, Lichtstärke 385 cd

Leistung 1,2 Watt, Brenndauer 70 000 Stunden

Abstrahlwinkel 15 Grad

Gewicht 235 g

