iPhon-Adapter für Photo- und Videoaufnahmen

Der Besitzer eines i-Phons von Apple® hat die Möglichkeit, hochwertige Foto- und Videoaufnahmen vom Stereomikroskop mit Hilfe des Adapters von ARCTURUS LABS anzufertigen.


Der Adapter kann praktisch auf alle handelsüblichen Okulare in Sekundenschnelle aufgesetzt werden, ohne das dazu ein Werkzeug notwendig wäre. Das iPhon einfach in die Halteschale des Adapters einschieben und mit dem Umlegehebel am Okular fixieren, fertig!

Der Lieferung sind 4 elastische Distanzhülsen beigefügt, die gegebenenfalls über das Okular geschoben werden, falls der Klemmdruck nicht ausreicht.

Auf der Website www.arcturuslabs.com

können Sie sich über die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten ausführlich informieren. Man kann direkt beim Hersteller bestellen und den Rechnungsbetrag in Euro überweisen. Geliefert wird mit DHL der Deutschen Post. Anstelle der Mehrwertsteuer erhob die Post Zollgebühren. Die Vorrichtung wurde von mir getestet und als sehr gut befunden. Es ist übrigens auch möglich, sich ohne diesen Adapter zu behelfen. Das erfordert allerdings Geschick und ist umständlicher.

Das folgende Foto zeigt den aufgesetzten Adapter am Zoom-Mikroskop Art.-Nr. 2.00.



Dr. SCHLEY